



Istem



MISE EN GARDE

Il ne peut être utilisé que par un professionnel de santé et sous surveillance chez les sujets suivants :

- La femme enceinte ou allaitante.
- Personne ayant des réactions connues à l'un des composants.
- Personne ayant une blessure / saignements urétraux.
- Personne souffrant d'arythmie cardiaque.
- Personne souffrant d'insuffisance hépatique.
- Personne souffrant d'épilepsie.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Ne pas utiliser après la date d'expiration. A usage unique. La partie restante du produit utilisé ; seringue ou tube en accordéon avec du gel, doit être éliminé selon les procédures hospitalières. Ne pas utiliser pour les injections i / v et i / m. Tenir hors de portée des enfants.

LUBRAGEL est un gel d'eau stérile soluble utilisé pour la lubrification des cathéters urétraux et autres appareils médicaux.

Il contribue à prévenir les traumatismes, qui peuvent survenir au cours des cathétérismes ou applications d'autres dispositifs médicaux entre la muqueuse urétrale et le cathéter ou dispositif médical, par un effet de lubrification.

Il peut également être utilisé pour des applications rectale ou colon comme gel lubrifiant.

De plus, il réduit le risque d'infection grâce à ses propriétés antiseptiques. Son effet anesthésique local permet aussi une procédure sans douleur.

INGREDIENTS

- Un tube de 100gr contient :

- Eau purifiée
- Propylène Glycol, Hydroxyéthylcellulose (lubrifiant)
- 2g de chlorhydrate de lidocaïne (anesthésiant local)
- 0.250g Gluconate de chlorhexidine -20% concentré (antiseptique)
- 0.060g hydroxybenzoate de méthyle (antiseptique)
- 0,025g de propyle hydroxybenzoate (antiseptique)



Mustafa Kemal Mahallesi, 2124 Sokak N.025/1, Bilkent 06520 Ankara, Turkey

Tel: +90 312 219 53 85 Fax :+90 312 219 56 13

e-mail: istem@istemmedikal.com

www.istemmedikal.com

LUBRAGEL

Classe du DM : III
Nom & n° de l'organisme notifié : E2U, Notified Body 1014 Référence FR-BRGEL-12-16

Istem



CONSEIL D'UTILISATION

Le médecin décide de la quantité de gel lubrifiant **LUBRAGEL** à utiliser.

Retirer la seringue ou l'accordéon de son emballage stérile en l'arrachant.

Déplacer le capuchon de la seringue ou du tube en accordéon.

Instiller une goutte de gel afin de faciliter la tâche.

Insérer la buse dans la zone à lubrifier et appuyer sur le piston de la seringue ou presser le tube accordéon lentement pour pousser une dose de **LUBRAGEL** lubrifiant stérile.

Appliquer le gel restant à la surface du cathéter ou sur celle du dispositif médical concerné.

NOTES & STOCKAGE

La seringue est graduée pour permettre à l'utilisateur de se repérer. Cette graduation n'est en aucun cas un instrument de mesure.

STÉRILISATION

LUBRAGEL lubrifiant est stérilisé par rayonnement après emballage.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

LG-L006	LUBRAGEL 6ml	(25x6ml/Boîte)
LG-L011	LUBRAGEL 11ml	(25x11ml/Boîte)
LG-L020	LUBRAGEL 20ml	(25x20ml/Boîte)



Document réservé à l'usage des Professionnels de Santé
Avant toute utilisation, se référer à la notice qui accompagne les dispositifs médicaux

Distributeur : KEBOMED
300 rue du Noir Debout - Parc d'Activité de Croisette
F-59242 Cappelle en Pévèle
Tél : 04 78 59 54 93 – Fax : 04 78 59 89 78
info@kebomed.fr – www.kebomed.fr

Classe du Dispositif : III
Nom & numéro de l'organisme notifié : 1783 (MDD)

GYNURO-FR-BRLUBRAGEL-MAJ-11-20

LUBRAGEL