

TWISTER® PLUS

Dispositif d'extraction rotatif



Horizons International Corp.

KEBOMED


TWISTER® PLUS

Dispositif d'extraction rotatif

TWISTER® PLUS est un dispositif tridimensionnel entièrement rotatif, avec un filet conçu pour faciliter l'extraction de polypes, de fragments de résections de muqueuse ou de dissection sous-muqueuse endoscopique, de bols alimentaires et de corps étrangers.



Caractéristiques et Avantages



Rotation à 360°	Conçu pour faciliter la procédure et une manipulation limitée de l'endoscope
Filet Tridimensionnel	Conçu pour faciliter la capture de polypes, bols alimentaires et de corps étrangers
Conception de filet à entrelacs	Conçu pour maintenir son intégrité
Poignée à ouverture courte	Ergonomiquement conçu pour le confort et faciliter son utilisation par les opérateurs
4 Tailles disponibles	15 mm, 22 mm, 26mm et 32 mm tailles de filet sont disponibles pour répondre à chaque procédure

REFERENCES

Informations de commande						
Références	Description	Taille du Filet (mm)	Diamètre cathéter (mm)	Longueur (cm)	Canal Opérateur (mm)	Packaging
HIC-GDL-27-5	TWISTER® PLUS dispositif d'extraction rotatif	22	2.5	230	2.8	Boîte de 5
HIC-GDL-27-10	TWISTER® PLUS dispositif d'extraction rotatif	22	2.5	230	2.8	Boîte de 10
HIC-GDL-26-5	TWISTER® PLUS dispositif d'extraction rotatif	26	2.5	230	2.8	Boîte de 5
HIC-GDL-26-10	TWISTER® PLUS dispositif d'extraction rotatif	26	2.5	230	2.8	Boîte de 10
HIC-GDL-29-5	TWISTER® PLUS dispositif d'extraction rotatif	32	2.5	230	2.8	Boîte de 5
HIC-GDL-29-10	TWISTER® PLUS dispositif d'extraction rotatif	32	2.5	230	2.8	Boîte de 10
HIC-GDL-30-5	TWISTER® PLUS dispositif d'extraction rotatif	15	1.7	120	2.0	Boîte de 5
HIC-GDL-30-10	TWISTER® PLUS dispositif d'extraction rotatif	15	1.7	120	2.0	Boîte de 10
HIC-GDL-31-5	TWISTER® PLUS dispositif d'extraction rotatif	15	1.7	160	2.0	Boîte de 5
HIC-GDL-31-10	TWISTER® PLUS dispositif d'extraction rotatif	15	1.7	160	2.0	Boîte de 10

TWISTER® PLUS est une marque enregistrée par Horizons International Corp.

Document réservé à l'usage des professionnels de santé
Certifié CE par INTERTEK Product Service 0473

Distribué par :

KEBOMED France, 4 rue du Docteur Pravaz, 69110, Sainte-Foy-Lès-Lyon

Tél : +33 4 78 59 54 93 / Fax : +33 4 78 59 89 78

mail : info@kebomed.fr / web : www.kebomed.fr

KEBOMED

Date de création : Mars 2018
GASTRO-FR-TWISTER-03-2018