

# Ablation endométriale Simplifiée

## LiNA Librata™

Dispositif d'ablation  
par ballonnet sans fil

~2 minutes de temps de traitement  
avec la polyvalence de la thérapie par  
ballonnet.

Une solution autonome entièrement  
automatisée pour l'ablation  
endométriale.



Innovation en Gynécologie

# LiNA Librata™

## Temps optimisé

- Traitement par thermo-contact d'environ 2 minutes.
- Pas de configuration complexe.

## Procédure simplifiée

- Le cathéter de 5,4 mm ne requiert pas ou peu de dilation.
- Adapté à la prise en charge en ambulatoire.
- Mesure de la longueur de l'utérus.

## Gestion autonome et automatisée

- Pas de câble. Pas de générateur. Pas d'investissement en équipement.
- Le logiciel intelligent gère automatiquement le temps, la température et la pression.



## LiNA Librata™

Dispositif d'ablation  
par ballonnet sans fil

Distributeur :

### KEBOMED

4, rue du docteur Pravaz  
69110 Sainte-Foy-les-Lyon, France  
Tel : 04.78.59.54.93 - Fax : 04.78.59.89.78  
info@kebomed.fr - www.kebomed.fr

### Informations de commande :

LiNA Librata™ **CE**  
0459

Code produit	Description	Conditionnement
LIB-1	LiNA Librata™ Dispositif d'ablation par ballonnet sans fil	Boîte de 1 pce

### LiNA Medical ApS

Formervangen 5, DK-2600 Glostrup, Denmark | Tel.: +45 43 29 66 66, Fax: +45 43 29 66 99  
info@lina-medical.com [www.lina-medical.com](http://www.lina-medical.com)  
CVR: 10054974

LiNA est une marque déposée de LiNA Medical enregistrée en Europe, aux USA et au Chine.

© 2019 LiNA Medical ApS. Tous les droits sont réservés.

Mandataire européen : KEBOMED

Classe du dispositif : IIb

Nom et numéro de l'organisme certifié : 0459